

OLIDENT[®]
INNOVATION

OLI-PRODUCTS

DENTAL OFFER

Oli



Qualidade Alemã
Calidad Alemana
Qualità tedesca



OLIDENT

OLIDENT é uma empresa dinâmica de crescimento rápido que se dedica ao fornecimento do material dentário aos profissionais de odontologia. Ao longo de mais de 19 anos de existência no mercado, a empresa tem-se desenvolvido de uma pequena entidade de alcance local a uma grande companhia que atende aos clientes nacionais e estrangeiros. Uma rede de representantes e revendedores bem desenvolvida garante a disponibilidade de produtos oferecidos em cada clínica a qualquer hora.

Os nossos produtos são utilizados tanto em pequenas como em grandes clínicas dentárias e escolas superiores de medicina no mundo inteiro. A nossa melhor recomendação são milhares de clientes que confirmam que

- a mais elevada qualidade não deve ser cara.

OLIDENT es una empresa dinámica de rápido crecimiento, centrada en el suministro de productos de la más alta calidad a los profesionales de la odontología. A lo largo de más de 19 años en el sector Oolident ha recorrido un largo camino, desde una pequeña empresa con alcance regional, a la actualidad que atiende a clientes de todo el país y el resto del mundo. La red de representantes y distribuidores que cooperan con nosotros aseguran la disponibilidad de los productos en cada momento.

Nuestros productos se utilizan tanto en pequeñas como en grandes clínicas y en universidades de todo el mundo. Nuestra mejor garantía es la opinión de miles de clientes que confirmar que,

- la más alta calidad no tiene por qué ser cara.

L'OLIDENT è una ditta che cresce dinamicamente fornendo ai dentisti i prodotti di più alta qualità. Oltre 15 anni della sua presenza sul mercato è diventata da piccola ditta locale un'azienda che opera con i clienti in tutto il paese e all'estero. Un'ampia rete di rappresentanti e distributori assicura la disponibilità dei prodotti offerti in ogni studio e ad ogni ora.

I nostri prodotti vengono usati nei piccoli studi, grandi cliniche e nelle università mediche, in tutto il mondo. La nostra migliore raccomandazione sono migliaia di clienti confermanti che:

- l'alta qualità non dovrebbe essere cara.



CE 0197



ÍNDICE | ÍNDICE | SOMMARIO

| | |
|------------------------------|---------|
| Profilaxia | 5 - 6 |
| Profilaxis | |
| Profilattica | |
| Restauração direta | 7 - 13 |
| Restauración directa | |
| Otturazioni dirette | |
| Sistemas adesivos | 14 - 17 |
| Adhesivos | |
| Sistemi di unione | |
| Endodontia | 18 - 20 |
| Endodoncia | |
| Endodontzia | |
| Cimentação | 21 - 23 |
| Cementación | |
| Cementazione | |
| Cimentos provisórios | 24 - 27 |
| Provisionales | |
| Provvisori | |
| Material de impressão | 28 - 37 |
| Impresión | |
| Materiali da impronta | |

PROPHYLAXIS

DENTAL OFFER



OliNano SEAL

Nano MIX Silicone Protector



Um protetor dentário inovador, à base de um polímero de silicone patenteado garante uma adesão excepcional ao esmalte e à dentina sem prévio acondicionamento. Graças a esta fórmula inovadora, o material mantém-se na superfície dos dentes por cerca de 12 meses (a maioria dos produtos disponíveis no mercado permanece no máx. 2-3 meses).

VANTAGENS:

- nano-partículas de fluorapatita e de fluoreto de cálcio
- fluoretos de amina que libertam flúor
- proteção de 12 meses
- não necessita acondicionamento, nem fotocura

RECOMENDADO COM: —



Innovador protector dental, basado en un polímero de silicona que garantiza una adhesión excepcional a esmalte y a dentina sin previo grabado. Gracias a esta fórmula innovadora permanece en la superficie del diente 12 meses aproximadamente (otros productos similares permanecen máximo 2-3 meses).

VENTAJAS:

- nano-partículas de fluorapatita y fluoruro de calcio
- el amino-fluoruro libera flúor
- protección durante 12 meses
- no necesita grabado ni fotocurado

RECOMENDADO CON: —



La protezione innovativa dei denti sulla base del polimero siliconato brevettato assicura un'adesione perfetta allo smalto e dentina senza mordenzatura precedente. Grazie a questa formula innovativa il materiale si mantiene sulla superficie dei denti circa 12 mesi (per la maggioranza dei prodotti disponibili questo periodo è di max. 2-3 mesi).

VANTAGGI:

- NANO- particelle di fluoroapatite e fluoruro di calcio
- aminofluorene che rilascia il fluoruro
- protezione per 12 mesi
- senza mordenzatura, senza irradiazione

CONSIGLIATI: —

ASSORTMENT

Reference Number

OL008

Packaging Accessories

5ml bottle

20 brushes,
1 mixing pad

DIRECT FILLINGS

DENTAL OFFER



OliREVO

Nano-filler Technology



Compósito absolutamente REVolucionário! Um único no seu género material nano-híbrida de consistência da cera (WAX-like) e excelentes propriedades estéticas e mecânicas. A sua solvabilidade em água extremamente baixa e uma elevada resistência à compressão garantem restaurações de longa duração e seguras.

VANTAGENS:

- A tecnologia NANO garante uma baixa contração de polimerização
- a consistência de cera WAX-like garante uma aplicação suave e fácil
- efeito estético de longa duração satisfaz o paciente

RECOMENDADO COM: OliEtch BOND

OlibOND

OliFlow SE / OliFlow



iComposite absolutamente REVolucionario! Único en su género, material nano-híbrido de consistencia como la cera (WAX-like). Propiedades estéticas y mecánicas excelentes. Su solubilidad extremadamente baja y su extraordinaria resistencia a la compresión garantizan un excelente resultado estético y larga durabilidad de las restauraciones.

VENTAJAS:

- la tecnología NANO garantiza baja contracción de polimerización
- la consistencia WAX-like con una aplicación suave y fácil.
- la estética de larga duración asegura la satisfacción de nuestros pacientes.

RECOMENDADO CON: OliEtch BOND

OlibOND

OliFlow SE / OliFlow



Un'assoluta RIVOLUZIONE nei compositi! Il materiale nano-ibrido unico, con consistenza WAX-like e perfette proprietà estetiche e meccaniche. Incredibilmente basso indice di solubilità in acqua e alta resistenza a compressione assicurano restauri affidabili e a durevoli.

VANTAGGI:

- Tecnologia NANO assicura la contrazione bassa a polimerizzazione
- la consistenza WAX-like garantisce un'applicazione levigata e semplice
- l'estetica durevole assicura la soddisfazione del paziente.

CONSIGLIATI: OliEtch BOND

OlibOND

OliFlow SE / OliFlow

ASSORTMENT

Reference Number

| | |
|--------------|-----------------|
| OL311 - A1 | OL394 - BLE |
| OL312 - A2 | OL316 - B1 |
| OL313 - A3 | OL317 - B2 |
| OL314 - A3.5 | OL320 - D3 |
| OL315 - OA2 | OL395 - Window |
| OL322 - OA3 | OL321 - INCISAL |

Packaging Accessories

| | |
|------------|-----|
| 4g syringe | --- |
|------------|-----|

Reference Number

| |
|---|
| OL378 - 1xA1, 2xA2, 1xA3, 1xA3.5, 1xOA2, 1xOA3, 1xB2 |
|---|

Packaging Accessories

| | |
|-------------------|-----|
| 8 x 4g syringe | --- |
|-------------------|-----|

Reference Number

| |
|--|
| OL376 - 1xA1, 1xA2, 1xA3, 1xA3.5, 1xOA2, 1xB2 |
|--|

Packaging Accessories

| | |
|-------------------|-----|
| 6 x 4g syringe | --- |
|-------------------|-----|

Reference Number

| | |
|------------|--------------|
| OL931 - A1 | OL934 - A3.5 |
| OL932 - A2 | OL935 - OA2 |
| OL933 - A3 | |

Packaging Accessories

| | |
|-----------------------|-----|
| 20 x 0,3g capsules | --- |
|-----------------------|-----|



OliCo XP

Nano-ceramic composite



EXPerto na tecnologia nano-cerâmica. Versão melhorada do já conhecido compósito OliCo. O OliCo XP possui uma estrutura modificada com um maior número de nano-partículas, proporcionando os melhores parâmetros de resistência e a menor contração de polimerização.

- VANTAGENS:**
- contração de polimerização significativamente mais baixa
 - efeito de "cameleão" notável
 - elevada resistência à abrasão

RECOMENDADO COM: OliEtch BOND

OliBOND

OliFlow SE / OliFlow



El eXPerto en tecnología nano-cerámica. Versión mejorada del ya sobradamente conocido composite OliCo. La estructura modificada con mayor cantidad de nano-partículas garantiza mejores parámetros de resistencia y menor contracción en la polimerización.

- VENTAJAS:**
- menor contracción en la polimerización
 - efecto camaleón
 - alta resistencia al desgaste
 - brillo que se mantiene durante mucho tiempo

RECOMENDADO CON: OliEtch BOND

OliBOND

OliFlow SE / OliFlow



L'esperto in tecnologia nanoceramica. La generazione notevolmente migliorata del composite OliCo conosciuto già. Struttura modificata. La maggior parte delle nano-particelle nella struttura modificata garantisce i migliori parametri di resistenza e minore contrazione da polimerizzazione.

- VANTAGGI:**
- notevolmente inferiore contrazione da polimerizzazione
 - chiaro „effetto camaleonte“
 - alta resistenza all'abrasione

CONSIGLIATI: OliEtch BOND

OliBOND

OliFlow SE / OliFlow

ASSORTMENT

| Reference Number | |
|---|---------------|
| OL011XP - A1 | OL025XP - BLE |
| OL012XP - A2 | OL016XP - B1 |
| OL013XP - A3 | OL017XP - B2 |
| OL014XP - A3.5 | OL018XP - C2 |
| OL015XP - OA2 | OL019XP - D2 |
| OL022XP - OA3 | OL020XP - D3 |
| OL021XP - INCISAL | |
| Packaging | Accessories |
| 5g syringe | --- |
| Reference Number | |
| OL076XP - 1xA1, 2xA2, 1xA3, 1xA3.5, 1xOA2, 1xOA3, 1xB2 | |
| Packaging | |
| 8 x 5g syringe | --- |
| Reference Number | |
| OL071XP - 2xA1, 3xA2, 3xA3, 1xA3.5, 1xOA2, 1xOA3, 1xB2 | |
| Packaging | |
| 12 x 5g syringe | --- |

VIP esthetic

Micro-hybrid Technology Classic



Um dos compósitos micro-híbridas preferidos pelos profissionais. Deve a estabilidade da cor e a resistência mecânica a um indicador de absorção de água excepcionalmente baixo.

- VANTAGENS:**
- absorção de água extremamente baixa
 - perfeita estabilidade da cor
 - elevada resistência à abrasão
 - baixa contração de polimerização

RECOMENDADO COM: OliEtch BOND

OliBOND

OliFlow SE / OliFlow



Uno de los composites preferidos por los profesionales. Gracias a su extraordinario indicador de la absorción de agua, tiene una excelente estabilidad de color y gran resistencia mecánica.

- VENTAJAS:**
- extraordinaria baja absorción de agua
 - estabilidad de color óptima
 - alta resistencia al desgaste
 - baja contracción en la polimerización

RECOMENDADO CON: OliFlow SE / OliFlow



Uno dei preferiti composti micro-ibridi sul mercato. La perfetta stabilità del colore e resistenza meccanica devono al basso indice d'acqua.

- VANTAGGI:**
- eccezionalmente basso assorbimento d'acqua
 - stabilità del colore perfetta
 - alta resistenza all'abrasione
 - bassa contrazione da polimerizzazione

CONSIGLIATI: OliFlow SE / OliFlow

ASSORTMENT

Reference Number

| | |
|--------------|--|
| OL211 - A1 | |
| OL212 - A2 | |
| OL213 - A3 | |
| OL214 - A3.5 | |
| OL215 - OA2 | |
| OL217 - B2 | |

Packaging Accessories

| | |
|------------|-----|
| 5g syringe | --- |
|------------|-----|

Reference Number

| | |
|---|--|
| OL276 - 1xA1, 2xA2, 2xA3, 1xA3.5, 1xOA2, 1xB2 | |
|---|--|

Packaging Accessories

| | |
|----------------|-----|
| 8 x 5g syringe | --- |
|----------------|-----|

Reference Number

| | |
|---|--|
| OL271 - 1xA1, 3xA2, 3xA3, 2xA3.5, 2xOA2, 1xB2 | |
|---|--|

Packaging Accessories

| | |
|-----------------|-----|
| 12 x 5g syringe | --- |
|-----------------|-----|

VIP Posterior

Composite for special tasks



VIP Posterior é uma versão especial do compósito universal VIP esthetic, destinada aos dentes posteriores expostos a forças oclusais. Graças a um maior teor de partículas de enchimento, o material tornou-se mais duro, tendo mantido, no entanto, uma consistência perfeita.

- VANTAGENS:**
- resistência às forças oclusais
 - ótima dureza (84 na escala Shore-B)
 - perfeita consistência
 - baixa contração de polimerização

RECOMENDADO COM: OliEtch BOND

OlibOND

OliFlow SE / OliFlow



VIP Posterior es una versión especial del composite universal VIP esthetic, especialmente destinado a los dientes posteriores expuestos a las fuerzas oclusales. Gracias al mayor contenido de partículas de relleno, el material es más duro pero mantiene una consistencia excelente.

- VENTAJAS:**
- resistencia a las fuerzas oclusales
 - dureza óptima (84 en la escala Shore-B)
 - consistencia excelente
 - baja contracción en la polimerización

RECOMENDADO CON: OliEtch BOND

OlibOND

OliFlow SE / OliFlow



ASSORTMENT

Reference Number

OL252 - A2
OL253 - A3
OL254 - A3.5

Packaging Accessories

5g syringe ---



VIP Posterior è una versione di VIP esthetic universal, specialmente progettato per denti laterali, esposti ai carichi occlusivi. Grazie al contenuto aumentato del riempimento, il materiale è più durevole e mantiene una consistenza perfetta.

- VANTAGGI:**
- resistenza alle forze occlusive
 - durezza ottima (84 in scala Shore-B)
 - perfetta consistenza
 - notevolmente inferiore contrazione da polimerizzazione

CONSIGLIATI: OliEtch BOND

OlibOND

OliFlow SE / OliFlow

OliFlow SE

Self-etching flowable composite



Compósito líquido autopolimerizável e autoadesivo para várias aplicações. É ideal como liner em casos de cárie profunda e como selante de fissuras. A sua ótima liquidez garante uma aplicação fácil e confortável.

- VANTAGENS:**
- não necessita acondicionamento nem sistemas adesivos
 - ótima consistência líquida
 - vasto leque de aplicações
 - fotopolimerizável

RECOMENDADO COM: —



Composite fluido fotopolimerizable autoadhesivo indicado para múltiples tareas de restauración. Ideal como liner en caries profundas y como sellador de fosas y fisuras. Su óptima adhesión garantiza una aplicación cómoda y sencilla.

- VENTAJAS:**
- sin grabado, sin adhesivo
 - consistencia fluida óptima
 - múltiples usos
 - fotopolimerizable



RECOMENDADO CON: —



Composite liquido, automordenzante e adesivo per tanti usi. Ideale come liner nelle perdite profonde e come sigillante dei solchi. La fluidità ottimale assicura un'applicazione facile e comoda.

- VANTAGGI:**
- senza mordenzatura, condizionamento e sistema di unione
 - consistenza ottimamente fluida
 - ampio spettro d'uso
 - fotopolimerizzante

CONSIGLIATI: —

ASSORTMENT

Reference Number

OL058 - A2

Packaging Accessories

| | |
|-------------|---------------|
| 2ml syringe | 3 needle tips |
|-------------|---------------|

OliFlow

Flowable micro-hybrid composite



Compósito líquido micro-híbrida provado e reconhecido. Destinado à reconstrução de pequenas cárries, selagem e restauração de enchimentos temporários. Para o esmalte e a dentina exige um procedimento convencional com o sistema adesivo.

- VANTAGENS:**
- compósito líquido universal
 - ótima consistência - não escorre
 - fotopolimerizável

RECOMENDADO COM: OliEtch BOND
OliBOND
OliEtch



Probado y apreciado composite microhíbrido fluido. Indicado para la reconstrucción de la caries dental pequeña, sellado y reconstrucción de rellenos temporales. Requiere procedimiento convencional de adhesión.

- VENTAJAS:**
- composite fluido universal
 - consistencia óptima, no gotea
 - fotopolimerizable

RECOMENDADO CON: OliEtch BOND
OliBOND
OliEtch



Composite liquido microibrido, verificato e consigliato. Destinato per ricostruzione delle piccole perdite, laccamento e riparazione dei restauri provvisori. Per lo smalto e dentina richiede una procedura convenzionale con sistema di unione.

- VANTAGGI:**
- composite liquido universale
 - consistenza ottimale - non gocciola!
 - fotopolimerizzante

CONSIGLIATI: OliEtch BOND
OliBOND
OliEtch

ASSORTMENT

Reference Number

OL043 - A1
OL042 - A2
OL040 - A3

Packaging Accessories

2ml syringe 3 needle tips



ADHESIVES

DENTAL OFFER



OliEtch BOND

Light-curing self-etching adhesive



Sistema adesivo de um componente e uma camada, da 7ª geração. Foi concebido para simplificar o procedimento, mantendo ao mesmo tempo a excelente qualidade e segurança de adesão. Compatível com todos os compósitos fotopolimerizáveis atualmente disponíveis.

- VANTAGENS:**
- sistema adesivo da 7ª geração
 - UMA camada - ZERO equívocos
 - grande força de ligação
(esmalte - 24 MPa, dentina - 22MPa)

RECOMENDADO COM: —



Fotopolimerizable de un solo componente y un solo paso, adhesivo de VII generación. Fabricado con la idea de simplificar al máximo el procedimiento, manteniendo al mismo tiempo una alta calidad y seguridad de la adhesión. Compatible con todos los composites fotopolimerizables actualmente en el mercado.

- VENTAJAS:**
- sistema de adhesión de VII generación
 - un solo paso - cero equivocaciones
 - gran fuerza de adhesión (esmalte -24MPa, dentina – 22MPa)

RECOMENDADO CON: —



Sistema di unione ad un componente e uno strato di VII° generazione. Creato pensando alla semplificazione massima della procedura, con mantenimento della qualità perfetta e l'affidabilità del legamento. Compatibile con tutti materiali compositi, fotopolimerizzanti, attualmente disponibili.

- VANTAGGI:**
- automordenzante bond della 7° generazione
 - UNO strato - ZERO sbagli
 - forza di legamento eccezionalmente alta
(smalto - 24MPa, dentina - 22MPa)

CONSIGLIATI: —



ASSORTMENT

Reference Number

OL003E

Packaging Accessories

5ml bottle ---

OliBOND OliActivator


Light- and dual-curing adhesive agent



Sistema adesivo fotopolimerizável do tipo Prime/Bond compatível com materiais fotopolimerizáveis. Utilizado com o ativador especial OliActivator torna-se um sistema de ligação dual, assegurando uma adesão firme de materiais foto e químicos ao esmalte e à dentina.

- VANTAGENS:**
- dois tipos de ligação num sistema adesivo
 - compatível com todos os tipos de compósitos
 - graças às suas propriedades hidrofilas é ideal para a técnica Wet-Bonding

RECOMENDADO COM: OliEtch



Adhesivo fotopolimerizable de tipo Prime/Bond compatible con materiales fotopolimerizables. Utilizado con el activador especial OliActivador se convierte en un sistema de adhesión dual o auto, garantizando una fuerte adhesión de los materiales foto y químicos a esmalte y dentina.

- VENTAJAS:**
- dos tipos de adhesión con un solo adhesivo
 - apropiado para todo tipo de composites
 - gracias a sus propiedades hidrofilas es ideal para la técnica Wet-Bonding

RECOMENDADO CON: OliEtch



Un sistema di unione tipo Prime/Bond per materiali fotopolimerizzanti. Unito con un attivatore speciale OliActivator diventa un sistema legante dualmente che consente l'unione forte dei materiali indurenti con la luce, trattamenti chimici, e a doppio indurimento con smalto e dentina.

- VANTAGGI:**
- due tipi di legamento in un sistema di unione
 - adeguato per tutti i tipi di compositi
 - grazie alle proprietà idrofile si presta perfettamente in tecnica Wet-Bonding

CONSIGLIATI: OliEtch

ASSORTMENT

| Reference Number | |
|----------------------------|-------------|
| OL001 | |
| Packaging | Accessories |
| 5ml bottle OliBOND | --- |
| Reference Number | |
| OL002 3ML | |
| Packaging | Accessories |
| 3ml bottle OliActivator | --- |

OliEtch


Universal phosphoric acid gel



Ácido fosfórico de 37% e uma consistência de gel cómoda, que graças às suas propriedades tixotrópicas não escorre no espaço de preparação. A sua cor azul contrasta visivelmente com os tecidos do dente, permitindo assim manter um pleno.

- VANTAGENS:**
- a consistência adequada assegura uma aplicação precisa
 - a cor contrastante permite distinguir o ácido dos tecidos naturais
 - fácil aplicação e remoção

RECOMENDADO COM: OlibOND



Ácido fosfórico al 37% con adecuada consistencia en gel, que gracias a sus atributos tixotrópicos no fluye del espacio de preparación. El color azul contrasta claramente con el tejido del diente garantizando un control completo.

- VENTAJAS:**
- consistencia apropiada que garantiza una aplicación precisa
 - el contraste del color permite diferenciarlo de los tejidos naturales
 - fácil de aplicar y eliminar



Il 37% dell'acido fosforico con una comoda consistenza di gel che grazie alle sue proprietà tixotropiche non gocciola dal campo di preparazione. Il colore blu nettamente contrasta con i tessuti del dente permettendo a mantenere il controllo completo.

- VANTAGGI:**
- una consistenza adeguata assicura un'applicazione precisa
 - colore contrastante permette di distinguere il mordenzante dai tessuti naturali
 - facile da applicare e rimozione

CONSIGLIATI: OlibOND

ASSORTMENT

Reference Number

OL104

Packaging Accessories

2ml syringe 3 needle tips

ENDODONTICS

DENTAL OFFER



OliZircore NANO

NANO-zirconium core composite



Material nano-compósito que serve tanto para a reconstrução de núcleos coronários como para a cimentação de postes. Uma combinação ideal de dureza e flexibilidade garante uma estrutura homogénea da reconstrução da dentina. O trabalho é previsível e cómodo, sendo a reconstrução segura e permanente.

- VANTAGENS:**
- substituto ideal da dentina
 - reconstrução fiável e permanente
 - nano-óxido de zircônio proporciona um elevado contraste em radiografia

RECOMENDADO COM: OliPost Light
OliBOND/OliActivator



Material nano-composite que sirve tanto para reconstrucción de muñones como la cementación de postes. Su dureza y flexibilidad garantizan una estructura homogénea de reconstrucción de la dentina. El trabajo es previsible y cómodo; al mismo tiempo la reconstrucción es correcta y permanente.

- VENTAJAS:**
- substituto ideal de la dentina natural
 - reconstrucción fiable y sólida
 - nano-óxido de circonio que garantiza un alto contraste en radiografía.
 - nano-fluoruro de calcio que remineraliza la dentina

RECOMENDADO CON: OliPost Light
OliBOND/OliActivator



Materiale NANO- composite per restauro del pilastro del dente e cementazione degli inserti. L'unione perfetta per la durezza e l'elasticità garantisce una struttura omogenea del restauro, che viene elaborata esattamente come la dentina. IL lavoro è prevedibile e comodo,e la ricostruzione affidabile e durevole.

- VANTAGGI:**
- sostituto ideale della dentina naturale
 - ricostruzione affidabile e durevole
 - nano-ossido del zirconio assicura un alto contrasto
 - nano-fluoruro di calcio favorisce remineralizzazione della dentina

CONSIGLIATI: OliPost Light
OliBOND/OliActivator

| Reference Number | |
|------------------|--|
| OL049 - A3 | |
| Packaging | Accessories |
| 5ml syringe | 5 x mixing tips 5 x intraoral tips Short 5 x intraoral tips Long |

OliPost Light


Zircon-rich glass fiber posts



A fluorescência natural garante excelentes propriedades estéticas. Uma ótima associação de flexibilidade e resistência à flexão faz com que o dente mantenha as suas propriedades mecânicas essenciais, prevenindo tensões internas e fraturas da raiz.

- VANTAGENS:**
- propriedades mecânicas ideais substituem funções fisiológicas naturais da dentina
 - a forma cónica garante a distribuição adequada de tensões
 - o contraste na radiografia permite um controlo visual
 - o processo de presilanização aumenta a adesão química dos compósitos

RECOMENDADO COM: **OliCem SE**
OliZircore NANO
OliBOND/OliActivator



Su fluorescencia natural garantiza excelentes características estéticas. La correcta colocación del poste asegura la elasticidad y resistencia a la flexión, manteniendo las características mecánicas del diente y, al mismo tiempo, evita tensiones internas y fracturas de la raíz.

- VENTAJAS:**
- excelentes atributos mecánicos que sustituyen eficazmente a las funciones fisiológicas naturales de la dentina
 - forma cónica que garantiza la posición apropiada y evita tensiones
 - el contraste en la radiografía posibilita el control visual
 - la presilanización aumenta la adhesión química de los compósites

RECOMENDADO CON: **OliCem SE**
OliZircore NANO
OliBOND/OliActivator



La fluorescenza naturale assicura perfette proprietà estetiche. L'unione del modulo con l'elasticità ottimale e resistenza sulla flessione fa sì che il dente mantiene le sue proprietà meccaniche prevenendo tensioni interne e rotture della radice..

- VANTAGGI:**
- ideali proprietà meccaniche sostituiscono le funzioni naturali fisiologici della dentina
 - la forma conica consente disposizione adeguata delle tensioni
 - il contrasto in rtg rende possibile controllo visuale
 - la presilanizzazione aumenta l'adesione chimica dei compositi.

CONSIGLIATI: **OliCem SE**
OliZircore NANO
OliBOND/OliActivator

ASSORTMENT

| Reference Number | |
|------------------|----------------------------|
| OL521 | - Ø1,0 mm |
| OL522 | - Ø1,2 mm |
| OL523 | - Ø1,4 mm |
| OL524 | - Ø1,6 mm |
| Packaging | Accessories |
| 10 pcs. | --- |
| Reference Number | |
| OL500 | |
| Packaging | Accessories |
| 5 x Ø1,0mm | 1 x Ø1,0mm OliDrill |
| 5 x Ø1,2mm | 1 x Ø1,2mm OliDrill |
| 5 x Ø1,4mm | 1 x Ø1,4mm OliDrill |
| 5 x Ø1,6mm | 1 x Ø1,6mm OliDrill |

CEMENTATION

DENTAL OFFER



OliCem SE

Self-etching composite cement




Compósito autoadesivo de cura dual para a cimentação definitiva de coroas, pontes, reconstruções do tipo inlay/onlay e postes. Assegura uma elevada força de adesão à dentina e ao esmalte e a zircônio - 16 MPa, cerâmica, compósito, titânio e metal.

VANTAGENS:

- não necessita acondicionamento nem sistemas adesivos
- não provoca hipersensibilidade graças à auto-neutralização
- a película fina e a expansão controlada garantem um ajuste perfeito

RECOMENDADO COM: OliPost Light



Cemento autoadhesivo de curado dual para cementaciones definitivas de coronas, puentes, reconstrucciones tipo inlay/onlay y posteriores. Garantiza una alta adhesión a dentina, esmalte, circonio – 16 MPa, cerámica, composite, titanio y metal.

VENTAJAS:

- no necesita ácido grabador, ni primer, ni adhesivo
- no existe hipersensibilidad después del tratamiento gracias a autoneutralización
- la película fina y la expansión controlada garantizan un ajuste óptimo

RECOMENDADO CON: OliPost Light



Un materiale composito autoadesivo, a doppio indurimento, per cementazione delle corone definitive, ponti, restauri tipo inlay/onlay e degli inserti k-k. Assicura un'alta forza d'adesione per la dentina e smalto e zirconio - 16 MPa, ceramica, composite, titanio e metallo.

VANTAGGI:

- senza mordenzatura aggiuntiva, condizionamento e sistema di unione
- senza vulnerabilità psot-intervento, l'autoneutralizzazione
- sottile film e l'espansione controllata assicurano l'addattamento perfetto
- non richiede la conservazione nel frigo

CONSIGLIATI: OliPost Light

ASSORTMENT

Reference Number

OL031TR - Transparent

Packaging Accessories

| | |
|-------------|---|
| 5ml syringe | 10 x mixing tips 5 x intraoral tips Long |
|-------------|---|

OliCem DC

Dual-curing composite cement



OliCem DC é um cimento líquido micro-híbrida, de cura dual, destinado a ser utilizado na técnica Total-Etch. Graças à sua elevada adesão é perfeito para a colocação definitiva de coroas e pontes, reconstrução do tipo inlay/onlay, postes e facetas dentárias. O conteúdo de enchimento relativamente alto garante uma boa visibilidade durante a radiografia.

- VANTAGENS:**
- cimento compósito de cura dual para várias aplicações
 - uma perfeita visibilidade durante a radiografia permite um controlo visual
 - as propriedades excepcionais garantem a resistência mecânica

RECOMENDADO COM: OliBOND/OliActivator
OliPost Light



OliCem DC es un cemento fluido, micro-híbrido y de curado dual para utilizarlo con la técnica Total-Etch. Gracias a su alta adhesión es perfecto para la colocación definitiva de coronas, puentes, reconstrucción de inlay/onlay, posteriores y carillas. Su alta carga de relleno ofrece una excepcional visibilidad en la radiografía.

- VENTAJAS:**
- cemento-composite de curado dual para múltiples indicaciones
 - alta radiopacidad para el control visual
 - excelentes propiedades mecánicas que garantizan la resistencia al desgaste

RECOMENDADO CON: OliBOND/OliActivator
OliPost Light



OliCem DC è un cemento a composite liquido, micro-ibrido, a doppio indurimento per la tecnica Total-Etch. Grazie ad un'alta forza di unione è perfetto per l'implementazione definitiva delle corone e ponti, restauri tipo inlay/onlay, inserti e faccette. Il contenuto relativamente alto del riempimento assicura l'elevata visibilità sul RTG.

- VANTAGGI:**
- cemento composite a doppio indurimento per molti usi
 - la perfetta visibilità nel rtg assicura il controllo visuale
 - le proprietà eccezionali assicurano la resistenza meccanica

CONSIGLIATI: OliBOND/OliActivator
OliPost Light

ASSORTMENT

| Reference Number | Packaging | Accessories |
|------------------|-------------|-----------------|
| OL006 | 5ml syringe | 5 x mixing tips |

PROVISIONALS

DENTAL OFFER



OliSemi CEM

Semi-permanent crown&bridge cement



Cimento de cura dual para coroas e pontes definitivos fixados em pilares de implantes e núcleos coronários. Representa uma nova ideia de fixação semi-permanente: a falta de adesão química (0 MPa) é compensada com a expansão controlada do cimento.

VANTAGENS:

- sem adesão química (0 Mpa)
- expansão controlada para uma ótima fixação e remoção da restauração
- estrutura elástica para a proteção do osso e do implante
- excelentes propriedades "snap-off" na revisão

RECOMENDADO COM: —



Cemento-composite definitivo de doble curado para coronas y puentes sobre pilares de implantes y muñones. Representa la nueva idea de cementación semi-permanente: la falta de adhesión química (0 MPa) es compensada por la expansión controlada del cemento.

VENTAJAS:

- falta de adhesión química (0 MPa)
- expansión controlada para una cementación óptima y seguridad en la remoción de la restauración
- estructura elástica para la protección del hueso e implante
- excelentes propiedades "snap-off" para la revisión

RECOMENDADO CON: —



Il materiale a doppio indurimento per cementazione delle corone e ponti definitivi su connettori implantologici e sui pilastri naturali filarach dei denti. Rappresenta totalmente nuova idea di fissaggio semi-premanente: la mancanza dell' adesione chimica (0 MPa) è compensato dall'espansione del cemento controllata.

VANTAGGI:

- manca l'adesione chimica (0 MPa)
- l'espansione controllata per fissaggio ottimale e rimozione dei restauri
- struttura elastica a protezione delle ossa e dell'implante
- perfette proprietà di "snap-off" durante la revisione

CONSIGLIATI: —



ASSORTMENT

Reference Number

OL032

Packaging Accessories

5ml syringe 5 x mixing tips

OliTemp esthetic

Temporary crown&bridge material



Material altamente valorizado para a restauração temporária de facetas dentárias, coroas e pontes. Garante um perfeito efeito estético e a resistência mecânica. Uma elevada resistência a forças mastigatórias assegura uma oclusão correta e apoio aos dentes adjacentes.

- VANTAGENS:**

 - associação ideal de resistência a fraturas e quebras e da elasticidade
 - fluorescência natural e boa estética
 - fácil aplicacão de um alimentador automático

RECOMENDADO COM: OliTemp C
OliFlow



Material altamente valorado para restauraciones temporales de las carillas, coronas y puentes dentales. Garantiza una excelente estética y resistencia mecánica. Resistencia a fuerzas masticatorias que garantizan una correcta oclusión y el apoyo de los dientes adyacentes.

- VENTAJAS:**

 - combinación ideal de resistencia a la fractura, grietas y elasticidad
 - fluorescencia natural y alta estética
 - fácil aplicación de los cartuchos

RECOMENDADO CON: OliTemp C
OliFlow



Un materiale molto apprezzabile per restauro provvisorio delle faccette, corone e ponti. Garantisce un'estetica perfetta e la resistenza meccanica. Alta resistenza alle forze agenti durante la masticazione assicura un'occlusione corretta e lo sostegno per denti vicini.

- VANTAGGI:**

 - l'unione ideale della resistenza alle rotture con l'elasticità
 - fluorescenza naturale e l'estetica elevata
 - facile applicazione con dosatore automatico

CONSIGLIATI: OliTemp C
OliFlow

ASSORTMENT

| OL056 - A2 | |
|----------------|------------------|
| 50ml cartridge | |
| | 10 x mixing tips |

OliTemp C

Non-eugenol temporary cement



Cimento à base do óxido de zinco para a colocação temporal de coroas, pontes e facetas dentárias, assim como para a fixação provisional de restaurações definitivas. A película de cimento muito fina (cerca de 10µm) garante uma ótima retenção e um ajuste ideal de restauração.

VANTAGENS:

- perfeito ajuste marginal graças a uma elevada resistência à compressão
- a retenção segura garante uma fácil remoção de reconstruções provisórias
- não tem eugenol na sua composição pelo que é compatível com compósitos

RECOMENDADO COM: OliTemp esthetic



Cemento temporal de óxido de zinc para colocar coronas temporales, puentes y carillas, así como fijación provisional de restauraciones definitivas. La capa muy fina de cemento (aprox. 10 µm) garantiza una óptima retención y colocación de la restauración.

VENTAJAS:

- excelente ajuste marginal gracias a su gran resistencia a la compresión
- seguridad en la adhesión permitiendo a la vez una fácil eliminación de las reconstrucciones temporales
- no lleva eugenol por lo que es compatible con el composite

RECOMENDADO CON: OliTemp esthetic



Il cemento sulla base dell'ossido dello zinco per l'implementazione delle corone provvisorie, ponti e faccette, nonché al fissaggio di prova dei lavori protetici finiti. Un film di cemento sottilissimo (ca. 10pm) assicura la retenzione ottimale e l'addattamento ideale dei restauri.

VANTAGGI:

- perfetta tenuta sul bordo grazie ad alta resistenza alla compressione
- una retenzione sicura garantisce una rimozione facile dei restauri provvisori
- la mancanza dell'eugenolo assicura la compatibile con materiali

CONSIGLIATI: OliTemp esthetic



ASSORTMENT

Reference Number

OL052


Packaging Accessories

5ml syringe 5 x mixing tips



IMPRESSION MATERIALS

DENTAL OFFER



OliSil SOFT

Hand-mix impression material
for double-mix technique



Silicone de adição excepcionalmente mole para impressões. Devido à sua consistência é ideal como base na técnica de dupla impressão num tempo. As impressões feitas na técnica de um tempo caracterizam-se por uma melhor precisão e falta de tensões internas.

- VANTAGENS:**
- técnica de um tempo rápida e cómoda
 - sem tensões internas
 - reprodução precisa de detalhes
 - grande resistência à deformação

RECOMENDADO COM: OliSil HYDRO
OliSil Adhesive



Silicona de adición especialmente blanda para impresión. Gracias a su consistencia es perfecta como base para la técnica de doble impresión. Las impresiones realizadas con esta técnica se caracterizan por una mejor precisión y ausencia de tensiones internas.

- VENTAJAS:**
- técnica rápida y sencilla
 - ausencia de tensiones internas
 - reproducción precisa de los detalles
 - alta resistencia a la deformación

RECOMENDADO CON: OliSil HYDRO
OliSil Adhesive



Massa da impronta, in base dei siliconi additivi, particolarmente morbida. Data la sua consistenza si presta perfettamente come il primo strato nelle impronte a due strati e simultanee. Le impronte effettuate con tecnica simultanea si caratterizzano per la precisione massima della tecnica di riproduzione e mancanza delle tensioni interne.

- VANTAGGI:**
- tecnica simultanea, veloce e comoda
 - niente tensioni interne
 - riproduzione precisa dei dettagli
 - alta resistenza alla deformazione

CONSIGLIATI: OliSil HYDRO
OliSil Adhesive

ASSORTMENT

| Reference Number | |
|------------------|-------------|
| OL060 | |
| Packaging | Accessories |
| 2 x 300ml jar | 2 x spoon |

OliSil SUHY

Hand-mix impression material
for both techniques



Base de silicone-A para a primeira camada com propriedades hidrofílicas perfeitas. Destinada tanto à técnica de um tempo como para a técnica de dois tempos. Proporciona uma excelente reprodução de detalhes, até em condições de humidade.

- VANTAGENS:**
- perfeita para ambas as técnicas de impressão
 - altamente hidrofílica
 - reprodução precisa de detalhes
 - possui uma elevada resistência à deformação

RECOMENDADO COM: **OliSil HYDRO**
OliSil Adhesive



Silicona base hidrofílica. Se puede usar tanto en la técnica de doble impresión como en correcciones. Garantiza una perfecta reproducción de los detalles incluso en condiciones de humedad.

- VENTAJAS:**
- excelente para ambas técnicas de impresión
 - altamente hidrofílica
 - reproducción de los detalles perfecta
 - alta resistencia a deformaciones

RECOMENDADO CON: **OliSil HYDRO**
OliSil Adhesive

| ASSORTMENT | |
|------------------|-------------|
| Reference Number | |
| OL068 | |
| Packaging | Accessories |
| 2 x 300ml jar | 2 x spoon |



Massa a-siliconica di base per il primo strato con proprietà idrofili eccezionali. Destinata sia alla tecnica simultanea che doppia. Assicura la riproduzione perfetta dei dettagli anche in condizioni di umidità.

- VANTAGGI:**
- perfetta per entrambe le tecniche di impronte
 - altamente idrofilo
 - assicura una riproduzione precisa dei dettagli
 - possiede l'alta resistenza alla deformazione

CONSIGLIATI: **OliSil HYDRO**
OliSil Adhesive

OliSil Heavy

A-silicone automix impression material



Silicone-A de impressão hidrofílico com alta viscosidade. Caracteriza-se por uma reprodução precisa de detalhes e a resistência a roturas. Perfeito como base para impressões de duas camadas feitas na técnica de um e de dois tempos. A mistura e doseamento automáticos proporcionam uma consistência homogénea, sem bolhas de ar.

- VANTAGENS:**
- para ambas as técnicas de impressão dupla
 - reprodução precisa de detalhes
 - resistência excepcional a roturas
 - homogénea e sem bolhas de ar

RECOMENDADO COM: OliSil HYDRO
OliSil Adhesive



Silicona de impresión hidrofílica con alta viscosidad. Se caracteriza por una reproducción precisa de los detalles, resistencia a la deformación y rotura. Es perfecta como silicona base en correcciones y en la técnica de doble impresión. Dosisificación automática mediante máquina de mezclado que garantiza una consistencia homogénea sin burbujas.

- VENTAJAS:**
- para la técnica de doble impresión
 - reproducción precisa de los detalles
 - resistente a las roturas
 - homogénea y sin burbujas

RECOMENDADO CON: OliSil HYDRO
OliSil Adhesive



Massa idrofila a-siliconica da impronte con elevata viscosità. Si caratterizza per una precisa riproduzione dei dettagli e resistenza a rotture. Ideale come 1° strato nelle impronte doppie, simultanee e doppie. La miscelazione automatica e dosaggio classifica una consistenza omogenea, priva delle bollicine d'aria.

- VANTAGGI:**
- per entrambe le tecniche di impronte a due strati
 - riproduzione precisa dei dettagli
 - resistenza alla rottura eccezionale
 - omogenea e priva di bollicine d'aria

CONSIGLIATI: OliSil HYDRO
OliSil Adhesive



ASSORTMENT

| Reference Number | |
|-------------------------------|------------------|
| OL065 | |
| Packaging | Accessories |
| 380ml MaxiMIX cartridge | 10 x mixing tips |

OliSil Putty XS

A-silicone pre- impression material



Base em silicone-A para impressão, com a consistência "putty" especialmente concebida, num cartucho automático. Após a aplicação na moldeira, pode ser manipulada manualmente. A tecnologia única SNAP-SET garante um longo tempo de trabalho e a ligação imediata na boca.

- VANTAGENS:**
- tecnologia única SNAP-SET
 - autêntica consistência "putty"
 - possibilidade de manipulação manual após a aplicação na moldeira
 - perfeita resistência à deformação

RECOMENDADO COM: OliSil HYDRO
OliSil Adhesive



Silicona base de impresión con consistencia "putty" en cartucho automático. Tras la aplicación en la cubeta de impresión se puede manipular manualmente. Tecnología única SNAP-SET que garantiza un tiempo de trabajo largo y un fraguado rápido en boca.

- VENTAJAS:**
- tecnología única SNAP-SET
 - auténtica consistencia "putty"
 - posibilidad de manipulación manual cuando ya la tenemos en la cubeta de impresión
 - excelente resistencia a la deformación

RECOMENDADO CON: OliSil HYDRO
OliSil Adhesive

ASSORTMENT

| Reference Number | |
|-------------------------|------------------|
| OL079 | |
| Packaging | Accessories |
| 380ml Maximix cartridge | 10 x mixing tips |



Massa siliconica-A di base da impronte con una vera consistenza „putty”, specialmente progettata nel cartuccio automatico. Dopo l’applicazione con cucciaio, la massa può essere modellata manualmente. L’unica tecnologia SNAP-SET garantisce un tempo di lavoro lungo e il legamento veloce nel cavo orale.

- VANTAGGI:**
- unica tecnologia SNAP-SET
 - una vera consistenza "putty"
 - possibilità di modellamento manuale dopo l’applicazione con cucciaio
 - perfetta resistenza alla deformazione

CONSIGLIATI: OliSil HYDRO
OliSil Adhesive

OliSil Mono

A-silicone monophase impression material



Silicone para impressão monofásica, para reconstrução mediante implantes, telescópios ou esqueletos. Uma liquidez adequada antes da ligação permite uma fácil aplicação na área de preparação/transferência, e a dureza após a ligação garante a estabilidade de impressão.

- VANTAGENS:**
- silicone monofásico de uma camada
 - perfeita hidrofilia
 - reprodução detalhada da área de preparação

RECOMENDADO COM: OliSil Adhesive



Silicona monofásica, idónea para la toma de impresión de: implantes, telescopicas o esqueléticos. Su fluidez inicial permite una fácil aplicación en el área de preparación / casquillos de transferencia de implantes, con una dureza final que garantiza la estabilidad de la impresión.



- VENTAJAS:**
- monofásica, un solo paso de impresión
 - hidrofilicidad perfecta
 - reproducción precisa del espacio de preparación
 - fácil de eliminar de los labios y del modelo

RECOMENDADO CON: OliSil Adhesive



Per impronte monofase durante il restauro basato sugli implant, telescopi e protesi di scheletro. La fluidità adeguata prima del legamento permette una comoda iniezione del campo della preparazione/transfer; la durezza dopo il legamento assicura stabilità dell'impronta.

- VANTAGGI:**
- massa a una fase e uno strato
 - idrofilicità perfetta
 - riproduzione precisa del campo della preparazione
 - facile da rimuovere dalla bocca e dal modello

CONSIGLIATI: OliSil Adhesive

ASSORTMENT

| Reference Number | |
|-------------------------------|------------------|
| OL064 | |
| Packaging | Accessories |
| 380ml MaxiMIX cartridge | 10 x mixing tips |

OliSil HYDRO

Flowable correction impression material



Silicone-A para impressões de correção, para a segunda camada de impressões de um e dois tempos. Uma liquidez perfeita combinada com uma estabilidade excepcional na moldeira e na boca fazem com que a recolha de impressão seja.

- VANTAGENS:**
- altamente hidrofílica
 - liquidez perfeita na hora de aplicação
 - para todas as técnicas de impressão

RECOMENDADO COM: **OliSil SOFT**
OliSil SUHY
OliSil Putty XS
OliSil Heavy



Impresión de corrección a base de silicona de adición. Complemento perfecto para todos los productos de base OliSil en las técnicas de corrección y doble impresión. Su fluidez óptima unida a una extraordinaria estabilidad en la cubeta de impresión y en la cavidad bucal, consigue que la toma de impresión sea fácil y previsible.

- VENTAJAS:**
- superhidrófila
 - fluidez óptima durante la aplicación
 - para todas las técnicas de impresión

RECOMENDADO CON: **OliSil SOFT**
OliSil SUHY
OliSil Putty XS
OliSil Heavy



Massa da impronte di base correttiva, a-siliconica, per il secondo strato nelle impronte simultanee e doppie. La fluidità unita con una stabilità eccezionale nel cucciaio nel cavo orale rende il prelievo dell'impronta è semplice e previdibile.

- VANTAGGI:**
- superidrofilo
 - perfetta fluidità durante l'applicazione
 - per tutte le tecniche da impronte

CONSIGLIATI: **OliSil SOFT**
OliSil SUHY
OliSil Putty XS
OliSil Heavy

ASSORTMENT

| Reference Number | |
|----------------------------------|---|
| OL061 | |
| Packaging | Accessories |
| 2 x 50ml MealMIX cartridge | 12 x mixing tips 10 x intraoral tips |

OliSil REGI

Bite registration material



Silicone-A para o registo de mordida. Não produz qualquer resistência durante a mordida e liga-se rapidamente na boca do paciente. Muito dura após a ligação, não sofre deformação e ajusta-se na perfeição ao modelo.

VANTAGENS:

- reprodução precisa sem deformações
- ligação rápida para o registo preciso da mordida
- contração muito baixa graças às propriedades de silicones-A
- cartucho de doseamento e de mistura automática fácil de usar

RECOMENDADO COM: —



Silicona para registro de mordida. No ofrece resistencia durante la mordida y endurece rápidamente en la boca del paciente. Muy dura cuando fragua, no se deforma y se ajusta perfectamente al modelo.

VENTAJAS:

- registro preciso y sin distorsiones
- fraguado rápido para un registro preciso de la mordida
- contracción muy baja gracias a la composición de la silicona
- fácil de usar gracias al cartucho mezclador para máquina

RECOMENDADO CON: —



Massa a-siliconica per la registrazione del contenimento. Non resiste durante la mastizzazione e si lega rapidamente nel cavo orale del paziente. Molto durevole: dopo il legamento non si deforma e perfettamente si adatta al modello.

VANTAGGI:

- riproduzione precisa senza deformazioni
- legamento preciso per una registrazione precisa del contenuto
- molto bassa contrazione grazie alle proprietà a-siliconiche

CONSIGLIATI: —



ASSORTMENT

Reference Number

OL080

| Packaging | Accessories |
|----------------------------------|------------------|
| 2 x 50ml MediMIX cartridge | 12 x mixing tips |

OliSil Adhesive

Tray adhesive for silicones



Adesivo é base de silicones para moldeiras de impressão. Uma camada fina garante uma forte ligação, sendo a impressão segura e precisa.

- VANTAGENS:**
- ótima adesão do silicone à moldeira
 - aplicação rápida e fácil
 - tempo curto de secagem

RECOMENDADO COM: **OliSil SOFT**
OliSil SUHY
OliSil Putty XS
OliSil Heavy
OliSil Mono



Adhesivo de siliconas para cubetas de impresión. La fuerte adhesión de su fina película garantiza una impresión precisa y segura.

- VENTAJAS:**
- adhesión óptima entre siliconas y cubeta de impresión
 - aplicación rápida y fácil
 - tiempo de secado corto

RECOMENDADO CON: **OliSil SOFT**
OliSil SUHY
OliSil Putty XS
OliSil Heavy
OliSil Mono



Adesivi per cucchiai da impronte e masse in base dei siliconi. Uno strato sottile assicura un legamento forte, e in conseguenza- una sicura e precisa impronta.

- VANTAGGI:**
- adesione ottimale tra siliconi e cucchiaino
 - applicazione facile e veloce
 - breve tempo di seccamento

CONSIGLIATI: **OliSil SOFT**
OliSil SUHY
OliSil Putty XS
OliSil Heavy
OliSil Mono



ASSORTMENT

| Reference Number | |
|------------------|-------------|
| OL062 | |
| Packaging | Accessories |
| 10ml bottle | --- |

OliSil-C

C-silicone impression material



Silicone de condensação usado para impressões de um e dois tempos. Tem uma consistência de mistura cómoda e liga-se rapidamente na boca. Tem o coeficiente de mudança de dimensões muito baixo, sendo resistente a roturas - não deixa fragmentos arrancados na área interdental.

VANTAGENS:

- possibilidade de ajuste individual do tempo de ligação
- dureza final ideal OliSil-C Putty: 70, OliSil-C Light: 45 (Shore A)
- elevada estabilidade de dimensões após a ligação
- aroma de hortelã proporciona conforto do paciente

RECOMENDADO COM: —


Silicona de condensación usada tanto en la técnica de doble impresión como en correcciones, tiene la consistencia cómoda para mezclar y garantiza el efecto de enlace rápido en boca. Tiene el coeficiente muy bajo de cambio de dimensión y es resistente a las roturas – no deja fragmentos arrancados en las superficies interdentales.

VENTAJAS:

- la posibilidad de ajuste individual del tiempo de enlace
- dureza final ideal - OliSil-C Putty: 70, OliSil-C Light: 45 (Shore A)
- alta estabilidad de dimensión después del enlace
- aroma a menta para comodidad del paciente

RECOMENDADO CON: —


Silicone condensato per impronte simultanee e doppie con consistenza comoda da mescolare e l' effetto del legamento veloce nel cavo orale. Ha un indice di cambio delle dimensioni molto basso e è resistente alle rotture; non lascia frammenti staccati negli spazi intradentali.

VANTAGGI:

- possibilità di addattamento individuale del tempo di legamento
- ideale durezza finale - OliSil-C Putty: 70, OliSil-C Light: 45 (Shore A)
- alta stabilità delle dimensioni dopo il legamento
- profumo della menta fresca per il comfort del paziente

CONSIGLIATI: —

ASSORTMENT
Reference Number

OL085 - OliSil-C Putty

Packaging Accessories

| | |
|-----------|-------|
| 900ml jar | spoon |
|-----------|-------|

Reference Number

OL086 - OliSil-C Light

Packaging Accessories

| | |
|------------|-----|
| 140ml tube | --- |
|------------|-----|

Reference Number

OL087 - OliSil-C Activator

Packaging Accessories

| | |
|-----------|-----|
| 60ml tube | --- |
|-----------|-----|

WEBSITE, LEAFLETS, CATALOGUES... AND MUCH MORE



Consulte a nossa página www.olident.com, para saber mais sobre:



- a nossa empresa
- as nossas actividades anteriores e actuais em todo o mundo
- os nossos produtos - folhetos publicitários e catálogos a descarregar:



Visite nuestra página web www.olident.com, para obtener más informaciones de:



- nuestra empresa
- nuestras actividades anteriores y actuales en todo el mundo
- nuestros productos, incluyendo catálogos y folletos para descargar:




Visita la nostra pagina web: www.olident.com, per sapere:




- sulla nostra ditta
- sulle nostre attività, precedenti e attuali, in tutto il mondo
- sui nostri prodotti con fogli illustrativi e cataloghi da scaricare:

www.olident.com



High quality
doesn't have to be expensive...



OLIDENT[®]

INNOVATION

www.olident.com

